

Verenpainemittari 213-KD5920

Tuotekoodi: 213-KD5920-Q



Automaattinen verenpainemittari ammattikäyttöön sekä kotikäyttöön suurella ja helposti luettavalla LCD-näytöllä ja kaiutintoiminnolla.

Helppokäyttöinen.

Sopii 22-30 cm olkavarrelle.

Sen toiminta on hyvin yksinkertaista, paina vain painiketta aloittaaksesi mittauksen. Voidaan tallentaa 30 mittaustulosta neljälle eri henkilölle. Mittaustulos, päivämäärä ja kellonaika.

Käyttö



Laitteen käyttö on hyvin yksinkertainen.

Huomioita

1. Ole rauhallisesti 5 minuuttia ennen verenpaineen mittausta
2. Mansetti tulee olla sydämen kanssa samalla korkeudella
3. Mittauksen aikana ei tule puhua tai liikutella vartaloa tai käsivartta
4. Mittaa samasta käsivarresta kulloisellakin mittaukerralla
5. Rentouta itsesi eri mittaus kertojen välillä 1 – 1.5 minuuttia ja anna verenkierron palautua normaaliksi käsivarressasi.

1. Kellon asetus

1. Aseta patterit laitteeseen (4 x AAA)
2. Paina "START/STOP" ja "M" nappia 1 s ajan.
3. Näytössä vilkkuu ajannäyttö tyyppi. "M" napilla voit valita 12 tai 24 tunnin ajannäytön.
4. Paina "START/STOP" nappia 1 s ajan.
5. Näytössä vilkkuu kellonaika.
6. Paina "START/STOP" ja voit asettaa kuukauden M napilla.
7. Paina "START/STOP" ja voit asettaa päivän M napilla.
8. Paina "START/STOP" ja voit asettaa tunnit M napilla.
9. Paina "START/STOP" ja voit asettaa miinuutit M napilla.
10. Paina "START/STOP" laite menee pois päältä ja asetuksen on päivitetty.

2. Mansetin kytkentä laitteeseen.

Liittä mansetin ilmaletku laitteen vasemmalla sivulla olevaan ilmaliitäntään. Varmista että liitäntä on pohjassa eikä ilma vuotojen mahdollisuutta ole.

3. Mansetin asettaminen käsivarteen

Vedä mansetti suurimmalleen siten, että metalli pidike on mansetin päässä. Laita mansetti käsivarteen, siten että letku menee poispäin sinusta ja että mansetin alareuna on 1-2 sentin päässä kyynärliitoksesta. Kiristä mansetti ja kiinnitä tarranauhaan. Pidä käsivarsi pöydällä siten, että mansetti on sydämen tasolla ja että kämmen on ylöspäin.

4. Mitauksen suorittaminen

Ole rauhassa paikoillasi useamman minuutin ajan, jotta verenpaine tasaantuu. Paina "START/STOP" nappia. Hetken kuluttua mittaus alkaa ja jonka jälkeen mittarissa näkyy mittaus tulokset.

Manuaalisesti laitteen voi sammuttaa "START/STOP" painikkeella.

5. Tekniset tiedot

Mittausmenetelmä: Oskillometrinen, automaattinen mittaus ja inflaatio.

Halkaisija: 22-30 cm

Mittausalue:

Mansetin paine: 0-300 mmHg.

Systolinen: 60-260 mmHg.

Diastolinen: 40 - 199 mmHg.

Pulssinopeus: 40-180 bpm

Varastointikapasiteetti: 4 × 30 mittausta, jossa ilmoitetaan päivämäärä ja kellonaika.

Tarkkuus:

Paine: ± 3 mmHg

Pulssinopeus: ± 5%

Käyttölämpötila: 10 °C - 40 °C

Käyttökosteus: ≤85% RH

Huonelämpötila säilytykseen ja kuljetukseen: -20 °C - 50 °C

Varastointi ja kuljetus kosteus: ≤85% RH

Ympäristöpaine: 80 kPa-105 kPa

Virtalähde: 4 paristoa × 1.5V AAA

Luokitus: Sisäisesti toimivat, sovelletut osat tyyppi BF, IP20, ilman APG- ja AP-suojausta, jatkuva toiminta

Mitat: 150 mm × 95 mm × 41 mm

Paino: n. 235 g (ilman paristoja)

Takuuaika on 1 vuosi.